

**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**  
**ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**

**Kingdom of Cambodia**  
**National Religion King**

**ក្រសួងសុខាភិបាល**  
**Ministry of Health**

**និយាមស្តង់ដារ**  
**សំរាប់**

**ការវាយតម្លៃគុណភាពពីខាងក្រៅ**

**ចំពោះការពិនិត្យរកមេរោគរបេងដោយប៊ីក្រូទស្សន៍**

**Standard Operational Procedure for**  
**External Quality Assessment in TB microscopy**

**បង្គុបបង្កួលជាតិកំចាត់រោគរបេង និង ហង់សិន**

**ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១**

**National Center for Tuberculosis and Leprosy Control**

**(CENAT)**

**April 2011**

**មាតិកា**

**ទំព័រ**

អារម្ភកថា .....	៤
សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ .....	៥
១-សេចក្តីផ្តើម.....	៦
២-អក្ខរាធិបតី.....	៧
៣-វិធីសាស្ត្រនៃការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា. ....	១០
៣-១  បណ្តាញមន្ទីរពិសោធន៍ របេង .....	១០
៣-២  បណ្តាញនៃ ការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅ .....	១១
៣-៣  គំនូសបំព្រួញនៃសកម្មភាពការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅ .....	១២
៣-៤  ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដោយមិនដឹងលទ្ធផលជាមុន.....	១៣
៣-៥  ការវាយតម្លៃនៅនឹងកន្លែង.....	១៥
៣-៦  សិក្ខាសាលាប្រចាំត្រីមាសស្តីអំពី ការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅ .....	១៧
៣-៧  ការធ្វើរបាយការណ៍មកមន្ទីរពិសោធន៍របេងបង្អែកជាតិ.....	១៨
៤-ឯកសារយោង .....	១៩
៥-ឯកសារបន្ថែម .....	១៩

**អារម្ភកថា**

កម្មវិធីជាតិកំចាត់រោគរបេងនៃប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេស ដើម្បីស្រាវជ្រាវ ករណីជំងឺ របេងស្ងួត ដោយផ្អែកលើ ការវិភាគបាក់តេរីសាស្ត្រ ដើម្បីតាមដានការរីកចម្រើននៃការព្យាបាល និងភាពជា សះស្បើយនៅចុងបញ្ចប់នៃការព្យាបាលដោយប្រើវិធីសាស្ត្រ ពិនិត្យភ្នាសកំហាកដោយមីក្រូទស្សន៍ ។ សេវាបាក់តេរី សាស្ត្រ ក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ របេងស្ងួត និងរបេងក្រៅស្ងួត តាមរយៈវិធីសាស្ត្រសមស្រប ។ ហេតុដូចនេះហើយ ភាពជាស្តង់ដារ នៃបច្ចេកទេសត្រីរកមេរោគរបេងតាម ផ្នែកបាក់តេរីសាស្ត្រ ក្លាយទៅជា តំរូវការដែលចាំបាច់ ។

សេវាមន្ទីរពិសោធន៍ដែលយកជាការបាន គឺជាសេវាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាព ចំពោះតំលៃចំណាយ ហើយ ផ្តល់លទ្ធផលដែលត្រឹមត្រូវជាក់លាក់ ។ តំរូវការទាំងនេះ អាចសំរេចទៅបានតាមរយៈការអនុវត្តន៍ ការធានា គុណភាពតែប៉ុណ្ណោះ ។ ធាតុជាគន្លឹះមួយនៃការធានាគុណភាព ចំពោះសេវាពិនិត្យភ្នាសកំហាកដោយមីក្រូទស្សន៍ គឺ ការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅ (EQA) ដែលវាជាដំណើរការ ដើម្បីវាយតម្លៃ និង តាមដានការអនុវត្តន៍បំពេញ ការងាររបស់មន្ទីរពិសោធន៍ ។

ការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅ (EQA) របស់កម្មវិធីជាតិកំចាត់រោគរបេងកម្ពុជា ត្រូវបានអនុវត្តន៍ ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើវិធីសាស្ត្រពីរសំខាន់គឺ ការត្រួតពិនិត្យដោយមិនដឹងលទ្ធផលជាមុន និងការវាយតំលៃ នៅនឹងកន្លែង តាមរយៈការអភិបាល ។

ខ្ញុំសង្ឃឹមថា និយាមស្តង់ដារសំរាប់ការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅនេះ នឹងត្រូវអនុវត្តន៍ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជាមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើឱ្យប្រាកដ នូវគុណភាពខ្ពស់របស់កម្មវិធីជាតិ កំចាត់រោគរបេង ។ លើសពីនេះទៀត ខ្ញុំជឿជាក់ថា និយាមស្តង់ដារសំរាប់ការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅនេះគឺ មានសារៈសំខាន់ធំធេង សំរាប់មន្ទីរពិសោធន៍របេងបង្អែកជាតិ រួមបញ្ចូលទាំងអ្នកអភិបាលរបេងខេត្ត អ្នកអភិបាល របេងស្រុកប្រតិបត្តិ និង អ្នកមន្ទីរពិសោធន៍ ដើម្បីអនុវត្តតាម ។

**ភ្នំពេញ. ថ្ងៃ ២៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១**  
**នាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេង និង ហង់សិទ**

  
**ចេ. ម៉ៅ គាន់អារ**

**សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ**

តាងនាមឱ្យក្រុមការងារបង្កើតនិយាមស្តង់ដារ សំរាប់ការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅ នៃកម្មវិធីកំចាត់ រោគរូបេង ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះសមាជិកក្រុមទាំងអស់ ដែលបានចូលរួម និងបង្កើតនិយាមស្តង់ដារសំរាប់ ការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅនេះ ដោយជោគជ័យ ។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ អ្នកស្រី ហិរ៉ូកូ ម៉ាត់ស៊ូមុតុ (Ms. Hiroko Matsumoto) នៃ គំរោងអង្គការចាយកា-កម្មវិធីជាតិកំចាត់រោគរូបេង ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង របស់ គាត់ក្នុងការ ពិគ្រោះ យោបល់ជាមួយ បុគ្គលិក មន្ទីរពិសោធន៍នៃកម្មវិធីរូបេងជាតិកំចាត់រោគរូបេង ជាពិសេស បុគ្គលិកផ្នែកធានាគុណភាព និងអ្នក អភិបាល មន្ទីរពិសោធន៍រូបេងខេត្ត ដើម្បីបង្កើតនូវ ឯកសារ ជាមូលដ្ឋាននេះ ។

យើងខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ថាបើគ្មានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លា ការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងពេញលេញ របស់គំរោង អង្គការចាយកា-កម្មវិធីជាតិកំចាត់រោគរូបេង ព្រមទាំងគំរោងអង្គការ US.CDC និងការចូលរួម របស់បុគ្គលិក ដែក្នុងទាំងអស់នោះទេ ការបញ្ចប់នៃឯកសារនិយាមស្តង់ដារ សំរាប់ការងារគុណភាពពីខាងក្រៅក៏មិនអាច សំរេចបានដោយជោគជ័យឡើយ ។

**សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ**

តាងនាមឱ្យក្រុមការងារបង្កើតនិយាមស្តង់ដារ សំរាប់ការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅ នៃកម្មវិធីកំចាត់ រោគរបេង ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះសមាជិកក្រុមទាំងអស់ ដែលបានចូលរួម និងបង្កើតនិយាមស្តង់ដារសំរាប់ ការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅនេះ ដោយជោគជ័យ ។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ អ្នកស្រី ហិរ៉ូកូ ម៉ាត់ស៊ូមុតុ (Ms. Hiroko Matsumoto) នៃ គំរោងអង្គការចាយកា-កម្មវិធីជាតិកំចាត់រោគរបេង ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង របស់ គាត់ក្នុងការ ពិគ្រោះ យោបល់ជាមួយ បុគ្គលិក មន្ទីរពិសោធន៍នៃកម្មវិធីរបេងជាតិកំចាត់រោគរបេង ជាពិសេស បុគ្គលិកផ្នែកធានាគុណភាព និងអ្នក អភិបាល មន្ទីរពិសោធន៍របេងខេត្ត ដើម្បីបង្កើតនូវ ឯកសារ ជាមូលដ្ឋាននេះ ។


យើងខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ថាបើគ្មានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លា ការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងពេញលេញ របស់គំរោង អង្គការចាយកា-កម្មវិធីជាតិកំចាត់រោគរបេង ព្រមទាំងគំរោងអង្គការ US.CDC និងការចូលរួម របស់បុគ្គលិក ដៃគូទាំងអស់នោះទេ ការបញ្ចប់នៃឯកសារនិយាមស្តង់ដារ សំរាប់ការងារគុណភាពពីខាងក្រៅក៏មិនអាច សំរេចបានដោយជោគជ័យឡើយ ។

- **កំហុសស្រាល:** ក្នុងការអនុវត្តនីបែបគ្លីនិក កំហុសទាំងនេះ អាចមានការប៉ះពាល់ខ្លះលើការគ្រប់គ្រងអ្នកជំងឺ។ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សំរាប់គោលបំណងក្នុងការវាយតម្លៃ ការអនុវត្តនីការងាររបស់មន្ទីរពិសោធន៍ កំហុសប្រភេទនេះត្រូវបានចាត់ទុកថា មិនសូវធ្ងន់ធ្ងរទេ ដោយសារភាពមានកំរិតរបស់វា ក្នុងការរកឃើញមេរោគរបេងតិចតួច ដែលអាចបណ្តាលមកពីការ រាយប៉ាយមេរោគមិនបានស្មើគ្នានៅក្នុងភ្នាស។ ភាព ញឹកញាប់ឬសង្វាក់ នៃកំហុស ស្រាវព្រឹកញាប់ ចង្អុលបង្ហាញពី ភាពទន់ខ្សោយខាងបច្ចេកទេស។ <sup>(១)</sup> នៅប្រទេសកម្ពុជា វិជ្ជមានមិនពិតស្រាល និង អវិជ្ជមានមិនពិតស្រាល គឺជាកំហុសស្រាល ហើយ កំហុសជាចំនួន (QE) មិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលនោះទេ។
- **វិជ្ជមានមិនពិតស្រាល:** ពីមុនគេហៅថាវិជ្ជមានមិនពិតជាចំនួនមេរោគបែប Scanty <sup>(១)</sup> ភ្នាសកំហុកអវិជ្ជមាន តែត្រូវបានអានខុសថាជា វិជ្ជមានទាប (១ ទៅ ២៩ មេរោគ ក្នុង ៣០០ រូបភាព) ។ កំហុសស្រាលបែបនេះ កើតឡើងម្តងម្កាល ទោះបីជា ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដែលអនុវត្តបានល្អក៏ដោយ។
- **អវិជ្ជមានមិនពិតស្រាល:** ពីមុនគេហៅថាអវិជ្ជមានមិនពិតជាចំនួនមេរោគបែប Scanty។ ភ្នាសកំហុសវិជ្ជមាន កំរិតទាប (១ ទៅ ២៩ មេរោគក្នុង ៣០០ រូបភាព) ត្រូវបានអានខុសថាជាអវិជ្ជមាន។ កំហុសស្រាលបែបនេះ កើតឡើង ម្តងម្កាលទោះបីជា ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដែលអនុវត្តបានល្អក៏ដោយ។
- **វិជ្ជមានកំរិតទាប:** ពាក្យប្រើក្នុងឯកសារនេះ ដើម្បីពិពណ៌នាចំពោះការរកឃើញ ១ ទៅ ៩ មេរោគក្នុង ១០០ រូបភាព ដែលជាស្តង់ដារបរិមាណរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក / IUATLD (ស្តង់ដាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺចាប់ពី ១ ទៅ ២៩ មេរោគក្នុង ៣០០ រូបភាព)។ លទ្ធផលទាំងនេះ ត្រូវបានរាយការណ៍ជូនគ្រូពេទ្យ នូវចំនួនជាក់លាក់របស់ មេរោគដែលបានរកឃើញ។ វាអាស្រ័យទៅលើគ្រូពេទ្យ និងកម្មវិធីរបេងជាតិ ក្នុងការសំរេច ថាតើជា ករណីជំងឺរបេង ឬក៏អត់។ វាពីមុន សំដៅថា ជាវិជ្ជមានតិចតួច។
- **ពតិមានប្រឡាប់:** ដំណើរការក្នុងការទំនាក់ទំនងអំពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យឡាមសាឡើងវិញ ទៅដល់មន្ទីរពិសោធន៍ រាប់បញ្ចូលទាំងការផ្តល់យោបល់ នូវមូលហេតុនៃកំហុសដែលបានកើតមាន និងដំណោះស្រាយ។
- **មន្ទីរពិសោធន៍មិនអាចទទួលយកបាន:** មន្ទីរពិសោធន៍ដែលរកឃើញថាមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរ ឬក៏កំហុសស្រាល លើសពី មួយ ក្នុងកំឡុងពេលកំណត់មួយ (ជាធម្មតាមួយត្រីមាសម្តង)។

**៣. វិធីសាស្ត្រនៃការធានាគុណភាពពិខាងក្រៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា**


**៣-១ បណ្តាញមន្ទីរពិសោធន៍របេង (TB Laboratory Network)**

វាជាការសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ នូវសេវាពិនិត្យភ្នាសកំហាកដោយមីក្រូទស្សន៍ អោយបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូល ហើយរក្សាបាននូវកំរិតជំនាញបច្ចេកទេស ដែលអាចទទួលយកបាន ។ ដើម្បីសំរេចបាននូវគោលបំណងនេះ បណ្តាញមន្ទីរពិសោធន៍ ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការពិនិត្យ ភ្នាសកំហាករកមេរោគរបេងដោយមីក្រូទស្សន៍ ត្រូវការគាំទ្រ ពីអ្នកអភិបាលមន្ទីរពិសោធន៍ របេងខេត្ត និង ក្រោមការពិនិត្យ មើលពីមន្ទីរពិសោធន៍របេង បង្អែកជាតិ ។



**រូបភាព ១. បណ្តាញមន្ទីរពិសោធន៍របេង**

៣. ២ បណ្តាញ នៃការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅ



រូបភាព ២. បណ្តាញ នៃការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅ



**៣ . ៣ តំនូសបំព្រួញនៃសកម្មភាព ការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅ**

**ការត្រួតពិនិត្យដោយមិនដឹងលទ្ធផលជាមុន Blinded rechecking**

សកម្មភាព	អ្នកអនុវត្ត
-ការទុកដាក់ឡាម	អ្នកមន្ទីរពិសោធន៍
- ការជ្រើសរើសឡាម	អ្នកអភិបាលការងាររបេងស្រុកប្រតិបត្តិ និង អ្នកវាយតម្លៃ
- ត្រួតពិនិត្យឡាម និង វាយតម្លៃភ្នាសកំហក	អ្នកត្រួតពិនិត្យ
- វិភាគលទ្ធផល	អ្នកវាយតម្លៃ

**ការវាយតម្លៃនិងកន្លែង On Site Evaluation**

-ផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលដែលខុសគ្នា	អ្នកមន្ទីរពិសោធន៍/ អ្នកវាយតម្លៃ
-ពិនិត្យឡាម ( អាន)	អ្នកមន្ទីរពិសោធន៍/ អ្នកវាយតម្លៃ
-ពិនិត្យស្ថានភាពនិងការអនុវត្ត	អ្នកមន្ទីរពិសោធន៍/ អ្នកវាយតម្លៃ
-កំណត់រកបញ្ហា	អ្នកមន្ទីរពិសោធន៍/ អ្នកវាយតម្លៃ
-ផ្តល់អនុសាសន៍	អ្នកវាយតម្លៃ
- បូកសរុបនិងរាយការណ៍	ប្រធានមន្ទីរពេទ្យ/ប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍/ អ្នកវាយតម្លៃ/អ្នកមន្ទីរពិសោធន៍
[- តាមដាន ( ការចុះអភិបាលបន្ទាប់)	អ្នកវាយតម្លៃ]

**ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសស្តីពីការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅ**

- ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងបូកសរុបរបាយការណ៍	អ្នកវាយតម្លៃ អ្នកអភិបាលការងាររបេងស្រុកប្រតិបត្តិ អ្នកមន្ទីរពិសោធន៍
--	--

**៣ . ៤ ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដោយមិនដឹងលទ្ធផលជាមុន**

ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដោយមិនដឹងលទ្ធផលជាមុន នូវភ្នាក់ងារកំហុកជាប្រចាំ ពីមន្ទីរពិសោធន៍ថ្នាក់ក្រោម បំផុត និងមន្ទីរពិសោធន៍ក្រោមជាតិ ដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យនៅមន្ទីរពិសោធន៍មានកំរិតខ្ពស់ជាង គឺត្រូវបានចាត់ទុក ថា ជាវិធីសាស្ត្រល្អបំផុត សំរាប់ការវាយតម្លៃការអនុវត្តន៍ការងារ និងការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិក សំរាប់ការកែលំអការងារ ។

**(១) ការទុកដាក់ឡាម:**

គ្រប់ឡាមទាំងអស់ដែលបានពិនិត្យហើយ ត្រូវបានសំអាតហើយដាក់ក្នុងប្រអប់តាមលេខរៀងឡាម រហូតដល់ការជ្រើស រើសឡាមបានធ្វើរួចរាល់ ។

**(២) ការជ្រើសរើសឡាម:**

១. ក្នុងមួយត្រីមាសត្រូវជ្រើសរើសយក២០ឡាមក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយ ។
២. រាប់ចំនួនឡាមទាំងអស់នៅក្នុង១ត្រីមាស ដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស ។សរុបឡាម ដែលបានពិនិត្យទាំងអស់ក្នុងមួយត្រីមាស (ស្រាវជ្រាវនិងកុងត្រូល) សំរាប់ការត្រួតពិនិត្យ ដោយមិនដឹងលទ្ធផលជាមុន ។ ប្រសិនបើចំនួនឡាមសរុបតិចជាង ២០ ត្រូវប្រមូលយឡាម ទាំងអស់ ។
៣. គណនារកលេខគម្លាត ដោយយកឡាមសរុបទាំងអស់ចែកនឹង ២០ និងបំពេញប័ណ្ណ ប្រមូលឡាម (តារាងលេខ១) ។
៤. ជ្រើសរើសឡាមទី១ដោយចៃដន្យ ដែលឡាមទី១ ត្រូវមានលេខតិចជាងលេខគម្លាត ដែល រកឃើញ ។ការជ្រើសរើសឡាម ត្រូវស្រង់យកពីបញ្ជីមន្ទីរពិសោធន៍ពិនិត្យ ភ្នាក់ងារកំហុក របេង មិនមែន ស្រង់ពីប្រអប់ឡាមឡើយ ។
៥. បន្ទាប់មកត្រូវជ្រើសរើសឡាមពីទី២ ដល់ទី ២០ ទៅតាមលេខគម្លាត ដែលរកឃើញក្នុង សៀវភៅបញ្ជីមន្ទីរពិសោធន៍ ។
៦. ត្រូវចម្លងលេខឡាម និងលទ្ធផលដែលត្រូវជ្រើសរើសទៅក្នុងប័ណ្ណប្រមូលឡាម (តារាង លេខ១) ។
៧. ចាប់ផ្តើមធ្វើការជ្រើសរើសឡាមទៅតាមលេខនៅក្នុងប័ណ្ណប្រមូលឡាមរហូតបានគ្រប់ចំ នួន២០ ។ ប្រសិនឡាមដែលត្រូវយកបាត់ឬបែក ត្រូវយកឡាមបន្ទាប់ ហើយត្រូវលុប ដោយ គូសបិទ ទៅលើ លេខឡាម និងលទ្ធផលដែលបាត់ ហើយជំនួសលេខឡាមថ្មី និងលទ្ធផលថ្មី ។ បញ្ជាក់អំពីមូលហេតុ នៅក្នុងចន្លោះកំណត់សំគាល់ ។

៨. ផ្ទៀងផ្ទាត់លេខឡាម និងលទ្ធផលក្នុងប័ណ្ណប្រមូលឡាម បើត្រឹមត្រូវហើយ ឱ្យអ្នកមន្ទីរ ពិសោធន៍ចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ ។

**(៣) ការត្រួតពិនិត្យ:**

- ១. អ្នកវាយតម្លៃចុះលេខឡាមដែលជ្រើសរើសរួចហើយទៅក្នុងប័ណ្ណព័ត៌មានត្រឡប់ (តារាងលេខ២) ។
- ២. អ្នកវាយតម្លៃអោយប័ណ្ណព័ត៌មានត្រឡប់ និងឡាមដែលបានជ្រើសរើសដោយមិនអោយអ្នកត្រួតពិនិត្យដឹងលទ្ធផលជាមុន ។
- ៣. អ្នកត្រួតពិនិត្យត្រូវយកឡាមទាំងអស់ទៅបំពាក់ពណ៌ សាឡើងវិញ ។
- ៤. អ្នកត្រួតពិនិត្យត្រូវបំពេញប័ណ្ណព័ត៌មានត្រឡប់បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យរួច ដោយចុះថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ពិនិត្យលើកទី១ លទ្ធផល និងការវាយតម្លៃភ្នាសកំហក ដូចជា កំរាស់ គុណភាពកំហក ទំហំ និង ភាពស្មើសាច់ ដោយគូសនៅក្នុងកូឡោននីមួយៗរបស់វា ។

**(៤) វិភាគលទ្ធផល: (អ្នកវាយតម្លៃ)**

- ១. ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រដាសព័ត៌មានត្រឡប់ ។  
បើសិនជាអ្នកត្រួតពិនិត្យមិនបានបំពេញត្រឹមត្រូវទេ ត្រូវឱ្យគាត់បំពេញបន្ថែម ។
- ២. ត្រូវបំពេញលទ្ធផលរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ទៅក្នុងព័ត៌មានត្រឡប់ ។
- ៣. ប្រៀបធៀបលទ្ធផលរបស់អ្នកមន្ទីរពិសោធន៍ ជាមួយ នឹងលទ្ធផលនៃអ្នកត្រួតពិនិត្យ ។
- ៤. បើរកឃើញលទ្ធផលផ្ទុយគ្នា (វិជ្ជមាន ទៅ អវិជ្ជមាន ឬ អវិជ្ជមាន ទៅ វិជ្ជមាន) អ្នកវាយតម្លៃត្រូវ ពិនិត្យឡាមទាំងនោះសារឡើងវិញ ។
- ៥. គណនាភាគរយនៃការវាយតម្លៃពិន្ទុភ្នាសនីមួយៗ ។
- ៦. បំពេញលទ្ធផលពិនិត្យរកមេរោគ ទៅក្នុងតារាងប្រៀបធៀបលទ្ធផល និងតារាងសង្ខេបកំហុស (តារាងលេខ៥) ។
- ៧. បំពេញចូលក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់កំហុសដោយផ្អែកតាមតារាងប្រៀបធៀបលទ្ធផល ។
- ៨. ត្រូវធ្វើសេចក្តីណែនាំទៅតាម លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃភ្នាស និងលទ្ធផល ពិនិត្យ មេរោគ ។
- ៩. ចុះថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ពិនិត្យលើកទី២ និង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ វិភាគចុងក្រោយ ព្រមទាំងចុះ ហត្ថលេខា ។

**៣-៥ ការវាយតម្លៃនៅនឹងកន្លែង**


ការអភិបាលទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍ថ្នាក់ក្រោម ដោយបុគ្គលិកមន្ទីរពិសោធន៍ ដែលបាន បណ្តុះ បណ្តាលរួចហើយពីមន្ទីរ ពិសោធន៍បង្អែក ឬមន្ទីរពិសោធន៍ក្រោមជាតិ (ខេត្ត) គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ ប្រសិនបើការអនុវត្តន៍ ធ្វើឡើង ដើម្បីបានកែលំអ ឬរក្សានូវស្តង់ដារខ្ពស់។ ការអភិបាលទាំងនេះ ផ្តល់នូវការសង្កេតដល់ ការអនុវត្តន៍ការងាររបស់បុគ្គលិក ក្រោមស្ថានភាពជាក់ស្តែង រាប់បញ្ចូលទាំង ស្ថានភាពរបស់សំភារៈប្រើប្រាស់ សុវត្ថិភាព មន្ទីរពិសោធន៍ ភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ និង ការ ដំណើរការធ្វើគ្នាស បំពាក់ពណ៌ ការពិនិត្យ ការកត់ត្រា និងធ្វើ របាយការណ៍។ គ្នាសដែលបំពាក់ ពណ៌ហើយ អាចត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញក្នុងពេលនៃការអភិបាលនេះ។ នៅពេលដែលរក ឃើញថា មានកំហុសហើយនោះ ដំណោះស្រាយ អាចត្រូវបានសំណូមពរ និងដោះស្រាយភ្លាមៗ។

(១) ធ្វើតំរោងដើម្បីទៅអភិបាលមន្ទីរពិសោធន៍ដែលធ្លាប់មានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរ ឬមានកំហុសស្រាលលើសពី មួយ។

(២) ផ្អែកទៅលើ “លក្ខខណ្ឌនៃការវាយតម្លៃនៅនឹងកន្លែង” (រូបភាពទី ៤) ចូរជ្រើសរើសមន្ទីរពិសោធន៍ណា ដែលអ្នកវាយតម្លៃត្រូវ ចុះទៅវាយតម្លៃនៅនឹងកន្លែង។

(៣) ទម្រង់ និងសំភារៈត្រូវយកទៅជាមួយនូវ៖

- ប័ណ្ណប្រមូលឡាម (តារាងលេខ១)
- ឡាមដែលជ្រើសរើស (យ៉ាងហោចណាស់ឡាមដែលមានលទ្ធផលមិនស្របគ្នា)
- ប័ណ្ណព័ត៌មានត្រឡប់ (តារាងលេខ២)
- តារាងរបាយការណ៍វាយតម្លៃមន្ទីរពិសោធន៍របេងថ្មី (តារាងលេខ៣)
- តារាងរបាយការណ៍វាយតម្លៃមន្ទីរពិសោធន៍របេងដែលបានបំពេញលើកមុន (តារាងលេខ៣) ។



រូបភាព ៤: លក្ខខណ្ឌ នៃការវាយតម្លៃនៅនឹងកន្លែង

\*ក្នុងករណីមានកំហុសស្រាលមួយ ត្រូវតាមដានលទ្ធផលនៅត្រីមាសបន្ទាប់

- (៤) ផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលរបស់ឡាមដែលមានកំហុស ជាមួយលទ្ធផលនៅក្នុងបញ្ជីមន្ទីរពិសោធន៍ ។
- (៥) ធ្វើការពិនិត្យឡាមដែលមានកំហុស សារឡើងវិញ ទាំងអស់គ្នា ។
- (៦) ត្រូវពិនិត្យឡាមវិជ្ជមានយ៉ាងតិច ៥ឡាមនៅនឹងកន្លែង ។
- (៧) ពិនិត្យស្ថានភាព និងការអនុវត្តន៍ ។
- (៨) រកឱ្យឃើញនូវបញ្ហា មូលហេតុនៃបញ្ហា និងចំណុចល្អ ហើយបំពេញទៅក្នុងតារាង របាយការណ៍ វាយតម្លៃមន្ទីរពិសោធន៍របេង ។
- (៩) ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់មន្ទីរពិសោធន៍ ។ អ្នកមន្ទីរពិសោធន៍របេង និងអ្នកអភិបាល មន្ទីរ ពិសោធន៍របេងចុះហត្ថលេខា លើតារាងវាយតម្លៃនៅនឹងកន្លែង ដោយ១ច្បាប់ ឱ្យមន្ទីរ ពិសោធន៍ និង១ច្បាប់ទុកខ្លួនឯង
- (១០) ធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបជូនប្រធានអង្គភាព
- (១១) ធ្វើការតាមដាននៅពេលវេលាដែលចាំបាច់ណាមួយ ។

**៣-៦ សិក្ខាសាលាប្រចាំត្រីមាស ស្តីពីការធានាគុណភាពពិខាងក្រៅ**

ការប្រជុំប្រចាំត្រីមាសត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានទៅវិញទៅមក រវាងសមាជិកភាគី ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ ។ មន្ទីរពិសោធន៍របេងខ្លះក៏អាចមានកំហុសដែរនៅត្រីមាសមុន ថ្វីបើមន្ទីរពិសោធន៍នោះ គ្មាន កំហុសក្នុងចំនួនឡាមដែលបាន ជ្រើសរើសយកមក ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡាមសារឡើងវិញក៏ដោយ ។ នេះជា ឱកាសសំរាប់ពិភាក្សា ពីមូលហេតុ ឬហានិភ័យ ចំពោះកំហុស រវាងបុគ្គលិកមន្ទីរពិសោធន៍ទាំងអស់ក្នុងខេត្ត ។

(១) សង្ខេបលទ្ធផលគ្រប់មន្ទីរពិសោធន៍ទាំងអស់ក្នុងខេត្ត ។ បំពេញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស និងលទ្ធផលនៃការ ពិនិត្យគុណភាពសារឡើងវិញ (តារាង៤) ។

- អត្រាឯកភាព: ចំនួនឡាមដែលបានអានត្រូវ ចែកនឹង ចំនួនឡាមសរុប រួចហើយគុណនឹង ១០០ ។ នៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួនឡាម ដែលអានបានត្រឹមត្រូវមានន័យថា ការអានបាន ត្រឹមត្រូវថាវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន ដោយគុណភាព មិនមែនសំដៅលើបរិមាណនោះទេ ។
- មន្ទីរពិសោធន៍ដែលមិនអាចទទួលយកបាន: មន្ទីរពិសោធន៍ដែលរកឃើញថា មានកំហុស ធ្ងន់ធ្ងរមួយ ឬក៏កំហុសស្រាលលើសពីមួយ ត្រូវបានហៅថា មន្ទីរពិសោធន៍ដែលមាន ការ អនុវត្តមិនអាចទទួលយកបាន ឬ មន្ទីរពិសោធន៍ដែលមិនអាចទទួលយកបាន ។
- អត្រាកំហុសអវិជ្ជមាន: នៅប្រទេសកម្ពុជា ចំនួនឡាមដែលមានកំហុសជាអវិជ្ជមានមិនពិត ចែកនឹង ចំនួនឡាមអវិជ្ជមានដែលបានយកមកធ្វើតេស្តសរុប គុណនឹង ១០០ ។
- អត្រាកំហុសវិជ្ជមាន: នៅប្រទេសកម្ពុជា យកចំនួនឡាមដែលមានកំហុសជាវិជ្ជមានមិនពិត ចែកនឹង ចំនួនឡាមវិជ្ជមានដែលបានយកមកធ្វើតេស្តសរុប គុណនឹង ១០០ ។
- ភាគរយនៃមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមិនអាចទទួលយកបាន: ចំនួនមន្ទីរពិសោធន៍ដែល មិនអាច ទទួលយកបាន ចែកនឹងចំនួនមន្ទីរពិសោធន៍ដែលចូលរួមសរុប គុណនឹង ១០០ ។

(២) ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសដោយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ឬមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេង ដោយ ផ្អែកលើថវិកា និងទឹកថ្លៃ ។

(៣) អ្នកចូលរួមមាន:

- ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត
- ប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេស នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត
- អ្នកអភិបាលមន្ទីរពិសោធន៍របេងបង្អែកជាតិ
- អ្នកអភិបាលវេជ្ជសាស្ត្ររបេងខេត្ត
- អ្នកអភិបាលមន្ទីរពិសោធន៍របេងខេត្ត (អ្នករាយការណ៍)

- អ្នកអភិបាលរបេងស្រុកប្រតិបត្តិ
- ប្រធានផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពេទ្យខេត្ត
- អ្នកត្រួតពិនិត្យឡាម
- អ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍
- បុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពខ្លះដែលធ្វើការងារផ្នែករបេង ។

- (១) បង្ហាញលទ្ធផលនៃការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅ នៃត្រីមាសមុន ។
- (២) បង្ហាញលទ្ធផលនៃការចុះវាយតម្លៃនៅនឹងកន្លែង និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ ។
- (៣) ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរកឃើញ ។

អ្នកវាយតម្លៃត្រូវជូនរបាយការណ៍សិក្ខាសាលា ស្តីពីការធានាគុណភាពពីក្រៅមួយច្បាប់ ទៅមន្ទីរពិសោធន៍បង្អែក នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេង និង ហង់សិន ។

**៣. ៧ ការធ្វើរបាយការណ៍មកមន្ទីរពិសោធន៍បង្អែកជាតិ**

ប្រគល់របាយការណ៍ថតចម្លង ១ច្បាប់ ទៅមន្ទីរពិសោធន៍បង្អែកជាតិ នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេង និង ហង់សិន ។

- ប័ណ្ណប្រមូលឡាម (តារាងលេខ ១)
- ប័ណ្ណលទ្ធផលព័ត៌មានត្រឡប់គ្រប់មន្ទីរពិសោធន៍ទាំងអស់ ក្នុងខេត្ត (តារាងលេខ ២)
- របាយការណ៍វាយតម្លៃនៅនឹងកន្លែង (តារាងលេខ ៣)
- របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅប្រចាំត្រីមាស (តារាងលេខ ៤)
- របាយការណ៍សកម្មភាពមន្ទីរពិសោធន៍ប្រចាំត្រីមាស ។

**៤. ឯកសារយោង**

- 1) IUATLD, WHO, JATA, KNCV, CDC, APHL, External Quality Assessment for AFB Smear Microscopy, APHL, Sept. 2002),
- 2) WHO, Quality Assurance of Sputum Microscopy in DOTS programme, Regional Guideline for countries in the Western Pacific , WHO 2003
- 3) Cambodia EQA Guideline (Draft/ July 2006)

**៥. ឧបសម្ព័ន្ធ**

- តារាងលេខ ១ : ប័ណ្ណជ្រើសរើសឡាម
- តារាងលេខ ២ : ព័ត៌មានត្រឡប់អំពីការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅ
- តារាងលេខ ៣ : របាយការណ៍វាយតម្លៃមន្ទីរពិសោធន៍របេងនៅនឹងកន្លែង
- តារាងលេខ ៤ : របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផល នៃការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅប្រចាំត្រីមាស
- តារាងលេខ ៥ : តារាងប្រៀបធៀបលទ្ធផល និង ចំណាត់ថ្នាក់នៃកំហុស
- តារាងលេខ ៦ : និយមន័យ និង លក្ខខណ្ឌនៃការវាយតម្លៃគ្នាសកំហុស
- តារាងលេខ ៧ : សមាជិកក្រុមការងារបង្កើត និយាមនៃបែបបទសំរាប់អនុវត្ត  
ការធានាគុណភាពពីខាងក្រៅ ចំពោះការពិនិត្យរកមេរោគរបេងដោយមីក្រូទស្សន៍ ។



**បំណុលថ្លៃសរសៃសណ្ឋាន**

ខេត្ត :	ស្រុកប្រតិបត្តិ:.....
ឈ្មោះមន្ទីរពិសោធន៍ : .....	ឡាមប្រចាំត្រីមាសទី :.....ឆ្នាំ ២០០..
ឈ្មោះអ្នកមន្ទីរពិសោធន៍ :.....	
ថ្ងៃខែប្រមូលឡាម :.....	ឈ្មោះអ្នកអភិបាល:.....

**សកម្មភាពមន្ទីរពិសោធន៍**

ស្រាវជ្រាវ			កុះក្រល				
	វិជ្ជមាន	អវិជ្ជមាន	សរុប		វិជ្ជមាន	អវិជ្ជមាន	សរុប
ឡាមទី ១				C2,C3,C4			
ឡាមទី ២				C5			
ឡាមទី ៣				C6,C7,C8			
សរុប			a	សរុប			b

c ចំនួនឡាមសរុបប្រចាំត្រីមាស : ( a ឡាមស្រាវជ្រាវសរុប បូកនឹង b ចំនួនឡាមក្នុងក្រលសរុប )

លេខគម្លាត (Sampling sequence) c / 20 : .....

លេខចាប់ផ្តើមរើសឡាមទី ១ : ..... ( យកលេខដោយចៃដន្យឱ្យតិចជាងលេខគម្លាត )

**ការថ្លៃសរសៃសណ្ឋាន**

	លេខបញ្ជីមន្ទីរពិសោធន៍	លទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍	សំគាល់
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

អ្នកមន្ទីរពិសោធន៍

អ្នកអភិបាល

ហត្ថលេខា : .....

ហត្ថលេខា : .....

ឈ្មោះ : .....

ឈ្មោះ : .....

ថ្ងៃខែត្រូវពិនិត្យ.....										លេខកូដមន្ទីរពិសោធន៍.....					
លេខ :	OD:	មន្ទីរពិសោធន៍:			QA Center .....			ក្រីមាសទី ឆ្នាំ ២០១							
ល.រ No	លេខឡាម	លទ្ធផល result			គុណភាព S.qualities			កំរាស់ thickness			ទំហំ size			ស្មើសាច់ Even	
		មន្ទីរពិ	អ្នកត្រួត	អ្នកវាយ	ល្អ	ទឹកមាត់	គ្មាន	ល្អ	ក្រាស់	ស្តើង	ល្អ	ធំ	តូច	ល្អ	មិនល្អ
		Lab	C.C	Ass	good	saliv	noth	good	thick	thin	good	big	small	good	bad
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
<b>សរុប total</b>															
%															

លទ្ធផលការត្រួតពិនិត្យឡាមសាឡើងវិញ	លទ្ធផលរបស់មន្ទីរពិសោធន៍						
		0	1-29	1+	2+	3+	total
	0						
	1-29						
	1+						
	2+						
	3+						
	total						

សង្ខេបកំហុស	
កំហុសអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរ	
កំហុសវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរ	
កំហុសប្រធាន	
សរុបកំហុស	

**មតិយោបល់:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### របាយការណ៍វាយតម្លៃបន្តិកសេវាធនធានរបស់លោកជំទាវ

ឈ្មោះមន្ទីរពិសោធន៍ : ..... ស្រុកប្រតិបត្តិ : ..... ខេត្ត : .....

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចុះវាយតម្លៃ : ..... ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំចុះវាយតម្លៃលើកមុន : .....

ឈ្មោះបុគ្គលិកមន្ទីរពិសោធន៍ : .....

ការករណី (Finding )	អនុសាសន៍ (Recommendation )	តាមដាន (Follow-up ) ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ : .....

អ្នកមន្ទីរពិសោធន៍

ឈ្មោះអ្នកធ្វើរបាយការណ៍

តារាងលេខ ៤

របាយការណ៍ប្លុកសរុបលទ្ធផល នៃការធានាគុណភាពវិទ្យាល័យ ( ត្រីមាសទី: )

ឆ្នាំ: )

ល/	ឈ្មោះ	ឈ្មោះមន្ទីរពិសោធន៍	វិជ្ជមាន ពិត	ចំនួន វិជ្ជមានមិនពិត			អវិជ្ជមាន ពិត	ចំនួន អវិជ្ជមានមិនពិត			ប្រភេទកំហុស		អវត្តា យល់ព្រម	សរុប ឡាយពិនិត្យ	សរុបឡាយ ពិនិត្យទាំងអស់
	OD			BAR	1+	2+		3+	BAR	1+	2+	3+			
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
		សរុប Total													

តារាងប្រៀបធៀបលទ្ធផល និង ចំណាត់ថ្នាក់នៃកំហុស

		លទ្ធផលអ្នកមន្ទីរពិសោធន៍					
		0	1-29	1+	2+	3+	សរុប
លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យវិញ	0	A	W	X	Y	Z	
	1-29	R	B				
	1+	S		C			
	2+	T			D		
	3+	U				E	
	សរុប						

អក្សរតាងនៅ ក្នុងតារាង ចំណាត់ថ្នាក់	លទ្ធផល		ចំណាត់ថ្នាក់នៃកំហុស (Error Classification)	
	មន្ទីរពិសោធន៍	អ្នកត្រួតពិនិត្យ/ អ្នកវាយតម្លៃ		
A	0	0	គ្មានកំហុស	ត្រឹមត្រូវ
R	0	1-29	កំហុសអវិជ្ជមានមិនពិតស្រាល(LFN)	កំហុសស្រាល
S	0	1+	កំហុសអវិជ្ជមានមិនពិតធ្ងន់ធ្ងរ (HFN)	កំហុសធ្ងន់ធ្ងរ
T	0	2+		
U	0	3+		
W	1-29	0	កំហុសវិជ្ជមានមិនពិតស្រាល (LFP)	កំហុសស្រាល
X	1-	0	កំហុសវិជ្ជមានមិនពិតធ្ងន់ធ្ងរ (HFP)	កំហុសធ្ងន់ធ្ងរ
Y	2-	0		
Z	3-	0		

**តារាង ៦            ឱយមន័យ និងលក្ខខណ្ឌនៃការវាយតម្លៃភ្នាក់ងារកំហុក**

ឡាមដែលបំពាក់ពិណរូច អាចវាយតម្លៃថា ឬមិនឬ ដោយយោងទៅលើភាពគ្របដណ្តប់នៃផ្ទៃក្នុង តាមការមើលដោយភ្នែក និងមីក្រូទស្សន៍ លើចំនុច ៤ ខាងក្រោម:

១- គុណភាពកំហុក: វត្តមាននៃគោលិកាស (ម៉ាក្រូហ្វា ឬឡីកូស៊ីត) ច្រើនជាង ២៥ ក្នុង ១ រូបភាព ដែលពង្រីក ១០០ ដង ដោយប្រើអុបទិចទីវី x១០ ហើយយ៉ាងហោចណាស់ ឱ្យបាន ១០ រូបភាព ។

២- ទំហំភ្នាក់ងារកំហុក: ទំហំប្រហាក់ប្រហែល ២ x ៣ សង់ទីម៉ែត្រ (១.៨-២ x ២.៨-៣ សង់ទីម៉ែត្រ)

៣- កំរាស់ភ្នាក់ងារ: ភ្នាក់ងារដែលស្តើង ឬក្រាស់ខ្លាំងពេក អាចវាយតម្លៃដោយការមើលនិងភ្នែកទទេ ។

ប្រសិនបើមានការលំបាកក្នុងការវាយតម្លៃ ត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយមីក្រូទស្សន៍ ។ បើជំរៅនៃស្រទាប់ភ្នាក់ងារ

អាចមើលច្បាស់គ្រប់រូបភាព ក្នុងការពិនិត្យដោយមីក្រូទស្សន៍និមួយៗ មានន័យថាភ្នាក់ងារកំហុក នោះមានកំរាស់ល្អ ។

៤- ភាពស្មើសាច់: ផ្ទៃក្នុងកំហុកទាំងមូលត្រូវតែបានពាសជាមួយវិស័រតូចៗ ស្មើគ្នា ហើយមិនរលើក ។

កំណត់សំគាល់ : ភាគរយនៃភ្នាក់ងារកំហុកល្អ គឺត្រូវតែស្មើ ឬច្រើនជាង ៨០ ភាគរយលើគ្រប់ចំនុចទាំង ៤ ខាងលើ ។

**សមាជិកក្រុមការងារ បង្កើត និងរៀបចំដោយ សំរាប់**

**ការវិនិយោគសាងសង់ និងការថែទាំប្រព័ន្ធធានាសុខភាពសាងសង់ បំពាក់ការពិនិត្យអនាម័យដោយប្រព័ន្ធធានាសុខភាព**

ឈ្មោះ	អង្គការ/វិទ្យាស្ថាន	មុខតំណែង
វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ៅ តាន់ អាំង	មជ្ឈមណ្ឌលជាតិរបេងកំចាត់រោគរបេង	នាយក
វេជ្ជបណ្ឌិត ផេង សុខ ហេង	មជ្ឈមណ្ឌលជាតិរបេងកំចាត់រោគរបេង	ប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍របេងបង្អែកជាតិ
ឱសថការី ទន់ អឺវីវណ្ណ	មជ្ឈមណ្ឌលជាតិរបេងកំចាត់រោគរបេង	អតីតប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍របេងបង្អែកជាតិ
លោកស្រី អន សុខេង	មជ្ឈមណ្ឌលជាតិរបេងកំចាត់រោគរបេង	ទទួលបន្ទុកការងារធានាគុណភាព
លោក បោយ សំបូរ	មជ្ឈមណ្ឌលជាតិរបេងកំចាត់រោគរបេង /WHO	អ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍
ឱសថការី ហួត អ៊ុង	មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង	អ្នកអភិបាលមន្ទីរពិសោធន៍របេងខេត្ត
លោក ជៃ វិចិត្រមុនី	មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាម	អ្នកអភិបាលមន្ទីរពិសោធន៍របេងខេត្ត
វេជ្ជបណ្ឌិត ពិន ប្រាកដ	មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាប	អ្នកអភិបាលមន្ទីរពិសោធន៍របេងខេត្ត
លោក មី សុដារ៉ា	មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ធំ	អ្នកអភិបាលមន្ទីរពិសោធន៍របេងខេត្ត
លោក ផាន វុធ	មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកណ្តាល	អ្នកអភិបាលមន្ទីរពិសោធន៍របេងខេត្ត
វេជ្ជបណ្ឌិត ជូលៀត ឃ្យឺវី	OMF international	ទីប្រឹក្សាផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍
លោកស្រី ហ៊ឺរ៉ុក ម៉ាត់សុមុតុ	JICA/RIT	ទីប្រឹក្សាផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍

# **Standard Operational Procedure for External Quality Assessment in TB microscopy**

## Contents

	Page
<b>Foreword .....</b>	<b>3</b>
<b>Acknowledgement .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Introduction .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Glossary of Terms:.....</b>	<b>6</b>
<b>3. EQA Method applied in Camodial.....</b>	<b>9</b>
<b>3.1 TB Laboratory network.....</b>	<b>9</b>
<b>3.2 EQA network .....</b>	<b>10</b>
<b>3.3 Flowchart of EQA activities.....</b>	<b>11</b>
<b>3.4 Blinded rechecking .....</b>	<b>12</b>
<b>3.5 On site evaluation .....</b>	<b>13</b>
<b>3.6 EQA quarterly work shop.....</b>	<b>15</b>
<b>3.7 Reporting to CENAT.....</b>	<b>16</b>
<b>4. Reference.....</b>	<b>17</b>
<b>5. Appendix.....</b>	<b>18</b>





## Foreword

The Cambodia National Tuberculosis Program (NTP) has been established to particularly detect infectious cases of pulmonary tuberculosis based on the bacteriological examination, to monitor treatment progress and document cure at the end of treatment by means of sputum smear microscopy. Bacteriological services also contribute to the diagnosis of pulmonary and extra-pulmonary tuberculosis by appropriate methods. Therefore, standardization of the basic tuberculosis bacteriological techniques becomes a mandatory requirement.

A reliable laboratory service is one that is cost-effective and provides results that are consistently accurate. These demands can be met only through commitment to quality assurance. A key component of quality assurance for sputum smear microscopy services is External Quality Assessment (EQA), which is a process to assess and monitor laboratory performance.

In Cambodia, for EQA the NTP focuses on two main methods namely blinded rechecking and on site evaluation by supervisory visit.

I hoped that this EQA SOP will be implemented in Cambodia as a means of ensuring the high quality of the NTP. In addition, I believe that this SOP is also of great importance for National Reference Tuberculosis Laboratory including Provincial TB Laboratory Supervisors, OD supervisors and microscopists to follow.

Phnom Penh, 29 April, 2010

**National Tuberculosis and Leprosy Control  
Director**



Dr. Mao Tan Eang

## **Acknowledgement**

On behalf of the working group for the formulation of the EQA SOP (External Quality Assessment Standard Operational Procedure) in Cambodia, I would like to express our sincere gratitude to all members of the group who have participated and made the EQA SOP successful.

We wish to particularly thank Ms. Hiroko Matsumoto of JICA-National TB Control Project for her great effort in leading, consulting with all NTP laboratory staffs (especially, EQA staffs and provincial TB laboratory supervisors), and creating this fundamental tool.

We would also like to emphasize that without strong support, full and active participation of JICA TBV Control Project, NTP, and all partners' staffs involved, the finalization of this EQA SOP document could not successfully take place.

## 1. Introduction

Since the diagnosis of tuberculosis relies on sputum smear microscopy, maintenance of quality of microscopy is vital to ensure reliable and accurate microscopy service of NTP. EQA was started to continuously improve the reliable, efficient and sustainable of TB laboratory services. EQA includes (1) on-site evaluation of the laboratory to review QC and should include on-site rereading of smears; (2) blinded rechecking ; and (3) panel testing . EQA also allows participant laboratories to assess their capabilities by comparing their results with those obtained in other laboratories in the network (intermediate and central laboratory) through panel testing and rechecking. In Cambodia, blinded rechecking and on site evaluation were chosen for the main methods for EQA implementation.

The purposes of EQA are the followings;

- To improve quality of services
- To identify cause of errors
- To maintain networking between the laboratories
- To compare laboratory results to intermediate and central level
- To Share experience including good and bad

This SOP is prepared for those who involved in EQA activities. i.e. Assessor, Controller, Provincial TB laboratory supervisor (PLS), OD supervisor and Microscopist.

This EQA SOP is prepared for blind rechecking, on site evaluation, EQA work shop in Cambodia.

## 2. Glossary of Terms

**Quality Assurance (QA):** System designed to continuously improve the reliability and efficiency of laboratory services. It includes internal quality control, external quality assessment, and quality improvement.<sup>1)</sup>

**Quality Control (QC):** Also called Internal Quality Assurance, includes all means by which the TB smear microscopy laboratory controls operation, including instrument checks and checking new lots of staining solutions.<sup>1)</sup>

**External Quality Assessment (EQA):** A process which allows participant laboratories to assess their capabilities by comparing their results with those in other laboratories in the network (intermediate and central laboratory) through panel testing and blinded rechecking. EQA also includes on-site evaluation of the laboratory to review quality of performance and should include on-site rereading of smears. EQA is an expansion of the proficiency testing as described by IUATLD.<sup>1)</sup>

**Quality Improvement (QI):** A process by which the components of smear microscopy diagnostic services are analyzed with the aim of looking for ways to permanently remove obstacles to success. Data collection, data analysis, and creative problem solving are the key components of this process. It involves continued monitoring, identifying defects, followed by remedial action including retraining when needed, to prevent recurrence of problems. QI often relies on effective on-site evaluation visits.<sup>1)</sup>

**Panel Testing:** Sending stained and/or unstained smears from the reference laboratory to the peripheral or intermediate laboratory to check proficiency in reading and reporting.

Panel testing is equivalent to the WHO definition of proficiency testing. The term panel testing is used in these guidelines in order to eliminate the confusion over the different definitions of proficiency testing.<sup>1)</sup>

**Rechecking:** Sending smears from the peripheral laboratory to a reference laboratory (intermediate or central laboratory) for rereading. These guidelines recommend that rechecking is always blinded, ensuring that the controller does not know the results from the peripheral laboratory. In other documents, this may also be referred to as rereading.<sup>1)</sup>

**Blinded Rechecking:** Sending smears from the peripheral laboratory to a reference laboratory (intermediate or central laboratory) for rereading by blinded, ensuring that the controller does not know the results from the peripheral laboratory.

**Assessor:** Term used to describe the supervisor of laboratories. Assessor is responsible for slide collection and selection, umpire reading for the discordant slide between tested laboratory and controllers, on site evaluation, organizing EQA workshop and report the EQA results to CENAT (national TB reference laboratory)

**Controller:** Term used to describe the technician responsible for rechecking slides.<sup>1)</sup>

**Major error:** This type of error is considered the most critical since it has the highest potential impact on patient management, and can result in an incorrect diagnosis or improper management of a patient. Major errors may indicate gross technical deficiencies, and include both High False Positive and High False Negative errors.<sup>1)</sup>

**High False Positive (HFP):** A negative smear that is misread as 1+ to 3+ positive. This is a major error.<sup>1)</sup>

**High False Negative (HFN):** A 1+ to 3+ positive smear that is misread as negative. This is a major error.<sup>1)</sup>

**Minor error:** In clinical practice, these errors may have some impact on patient management. However, for the purpose of evaluating laboratory performance, this type of error is considered less serious, because of inherent limitations in consistently detecting a few AFB that may be unequally distributed within a smear. The frequency of minor errors may indicate technical deficiencies.<sup>1)</sup> *In Cambodia LFP and LFN are minor error and QE is not include.*

**Low False Positive (LFP):** Previously called a scanty false positive.<sup>1)</sup> A negative smear is misread as a low (1-29 AFB/300 fields) positive. This type of minor error occurs occasionally even in laboratories that are performing well.

**Low False Negative (LFN):** Previously called a scanty false negative.<sup>1)</sup> A low (1-29 AFB/100 fields) positive smear that is misread as negative. This type of minor error occurs occasionally even in laboratories that are performing well.

**Low Positive:** Term used in this document to describe 1-9 acid-fast bacilli per 100 fields, which is the WHO/IUATLD standard for quantitation. (1-29 AFB/300 VF in Cambodia) These results are reported to the physician as exact number of AFB seen. It is up to the physician and the NTP to decide if this represents a case or not. It previously referred to as a scanty positive.<sup>1)</sup>

**Feedback:** Process of communicating results of EQA to the original laboratory, including suggestions for possible causes of errors and remedies.<sup>1)</sup>

**Unaccepted laboratory:** Laboratory in which major error or more than one minor error is found during a period of the time (ordinary one quarter)

### 3. EQA Methods Applied in Cambodia

#### 3.1 TB Laboratory network

It is important to provide TB smear microscopy services that are accessible to the entire population, yet to maintain an acceptable level of technical proficiency. To accomplish this objective, a network of laboratories with competency in acid-fast sputum smear microscopy, supported by provincial TB laboratory supervisor, and overseen by a National TB reference laboratory, is required.




Figure 1. TB laboratory network

### 3.2 EQA network





Figure 2. EQA network



### 3.3 Flowchart of EQA activities



### 3.4 Blinded Rechecking

Blinded rechecking of a sample of routine smears from the peripheral sites and intermediate labs by controllers at a higher level laboratory is considered the best method for evaluation performance and providing motivation to staff for improvement.

#### 1. Slide storage

All examined slides should be store serially in the slide box until slide selection will be done

#### 2. Slide selection


- (1) Twenty slides per laboratory are selected for blind-rechecking in each quarter
- (2) Count the total slide number in the test quarter for blind rechecking and quarterly activity report. If total slide number is less than 20, collect all slides.
- (3) Calculate the sequence number (total slide number divide by 20) and fill it in the slide selection sheet (Appendix 1)
- (4) Chose the starting number randomly and it should be less than sequence number.
- (5) Select the slides from the register book but not from slide box.
- (6) Fill the slide number and results to the slide selection sheet (Appendix 1)
- (7) Chose the slides according to the slide selection sheet. In the case of needed slide is missing or broken, chose the next slide and erase, using pen, the original selection and put the replace slide number and result. Note the reason in the remark column
- (8) Verify the slide number and its results in the slide selection sheet. After confirmation with Microscopist, obtain signature from him/her ]

3. Cross checking
  - (1) Assessor transfer only slide number to feedback sheet (Appendix 2)
  - (2) Assessor give the feedback sheet and selected slide to controller without letting him/her know the results (blinded)
  - (3) Controller re-stains all slides by Z-N staining method (To avoid fading).
  - (4) Controller fills the feed-back sheet after reading the slides: date of examination, results, and smear assessment such as specimen quality, thickness, size and evenness, by ticking in each category.
4. Analysis of results (Assessor)
  - (1) Check the feed-back sheet which is filled by controller. If it is not complete, ask controller to complete it.
  - (2) Fill the microscopist's results to the feed-back sheet
  - (3) Compare controller's results and microscopist's (original results)
  - (4) Re-check the slides if discordant slides are found.
  - (5) Calculate the percentage of each smear assessment points
  - (6) Fill correlation table, according to the results of microscopist and controller/assessor (Appendix 5)
  - (7) Fill error classification table according to correlation table
  - (8) Fill comments as finding of the results
  - (9) Date the second cross-check and date the last analysis with signature.

### 3.5 On Site Evaluation

Visits to the peripheral laboratories by trained laboratory personnel from the reference or intermediate laboratory are essential if performance is to be improved or maintained at a high standard. These visits allow for the observation of worker performance under actual conditions, including condition of equipment, laboratory safety, adequacy of supplies, and the process for smearing, staining, reading, recording and reporting. Stained smears can be reviewed during the visit. When problems are detected, solutions can be suggested and potentially implemented immediately.

1. Make a plan to visit laboratories which have experienced major error or more than one minor errors
2. According to “Criteria of on site evaluation” (Figure 4), select the laboratory where Assessor has to perform on site evaluation
3. Required forms and equipments are listed below,
  - slide selection sheet (Appendix 1)
  - selected slides (at least discordant slides)
  - feed-back sheet (Appendix 2)
  - blank on site evaluation sheet (Appendix3)
  - the latest visit of on site evaluation sheet (Appendix 3)



**Figure 4.** Criteria of on site evaluation

\* In the case of one minor error, its next quarter results should be followed up.

4. Confirm the discordant results in register book
5. Ask microscopist to read discordant slides together with assessor.
6. Examine at least 5 positive slides at the place.
7. Observe condition and practice
8. Find the problem, cause of problems and also good points
9. Make recommendation to laboratory, obtain signature of microscopist and assessor on the on site evaluation sheet, and leave the carbon copy of on site evaluation sheet (Appendix 3)
10. Summary Report to head of institution
11. Follow up should be done in necessary timing

### 3.6 EQA Quarterly Workshop

EQA quarterly work shop is formulated to share information between stake-holders. There is some possibility to have errors even the laboratory which has no error in EQA samples. This is the opportunity to discuss cause or risk of error between all laboratory workers in the province.

1. Summarize all laboratory results in a province. Fill quarterly laboratory activity and results of blinded check in EQA report sheet (Appendix 4)
  - **Agreement rate:** “correctly reading slides” divide by “total slide number” and multiply 100. In case of Cambodia, “correctly reading slide” means correctly read as positive or negative by qualitative and it is not for quantitative.
  - **Unacceptable laboratory:** The laboratory which found 1 major error or more than 1 minor error called “unacceptable performance laboratory” or “unacceptable laboratory”

Followings are also able to analyze;

- **False negative rate:** In Cambodia, False negative divide by tested laboratory negative multiply 100.
- **False positive rate:** In Cambodia, False positive divide by tested laboratory positive multiply 100
- **Percentage of unacceptable laboratory:** Number of unacceptable laboratory divide by total laboratory number multiply 100

2. Hold EQA quarterly meeting by Provincial Health Department /Or CENAT depend on available budget and facilities.
3. Attendance listed below:
  - Director of Provincial Health Department (PHD)
  - Chief Technical Bureau in PHD
  - CENAT laboratory supervisor
  - Provincial TB medical supervisor
  - Provincial TB laboratory supervisor (reporter)
  - OD supervisors
  - Chief of General laboratory in Provincial hospital
  - Controller
  - Microscopists
  - some other HC staff who involve in TB activities
4. Report EQA results of the last quarter
5. Report the results of on site evaluation and share experiences
6. Discuss about critical problems or findings  
Assessor submit the copy of EQA quarterly workshop to CENAT, national TB reference laboratory

### 3.7 Reporting to CENAT

Submit the copy of reports to CENAT, National TB Reference Laboratory

- Slide selection sheet (Appendix 1)
- Feed back sheets of all laboratories in province (Appendix 2)
- On site evaluation sheets (Appendix 3)
- EQA report sheet (Appendix 4)
- Quarterly laboratory activity report

#### 4. Reference

- 1) IUATLD, WHO, JATA, KNCV, CDC, APHL, External Quality Assessment for AFB Smear Microscopy, APHL, Sept. 2002),
- 2) WHO, Quality Assurance of Sputum Microscopy in DOTS programme, Regional Guideline for countries in the Western Pacific , WHO 2003
- 3) Cambodia EQA Guideline (Draft/ July 2006)

## **5. Appendix**

**Appendix 1 Slide selection sheet**

**Appendix 2 EQA Feedback sheet**

**Appendix 3 On site evaluation sheet**

**Appendix 4 EQA report sheet**

**Appendix 5 Correlation table and classification of error**

**Appendix 6 Definition and Criteria for acceptable smear slide preparation**

**Appendix 7 Member of EQA SOP working grou**



### Slide Selection Sheet

Date of selection	Quarter	Year
Province	OD	
Name of Lab		
Name of Lab tech		
Name of supervisor		

Diagnose				Follow-up			
	Positive	Negative	Total		Positive	Negative	Total
D1				C2,C3,C4			
D2				C5			
D3				C6,C7,C8			
Total			<sup>a</sup>	Total			<sup>b</sup>

Total # of slide in the quarter :	<sup>c</sup>	= (	<sup>a</sup>	+	<sup>b</sup>	)
Sequence number:		=	<sup>c</sup>	/	20	
Starting number:		randomly and less than sequence #				

**Selected Slides**

#	Slide Number	Result	Remarks
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Signature of Microscopist

Signature of Supervisor

### EQA Feed-Back Sheet

<b>Date of cross check:</b>					<b>Lab code:</b>											
<b>Province:</b>		<b>OD:</b>			<b>Laboratory:</b>				<b>QA Center:</b>				<b>Q:</b>	<b>Year:</b>		
Slide No	Original Slide No.	Results			Specimen Quality			Thickness			Size			Evenness		
		Lab	C.C	Ass	good	saliv	noth	good	thick	thin	good	big	small	good	bad	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
<b>total</b>																
<b>%</b>																

Results of crosschecker/ assessor	Results of tested laboratory						
		0	1-29	1+	2+	3+	Total
	0						
	1-29						
	1+						
	2+						
	3+						
	Total						

Summary of errors	
High False negative	
High False positive	
Minor error	
Total	

**Comments**

**Signature of microscopist**

**Date**

**Signature of assessor**

**On site evaluation sheet**

Name of laboratory:

OD:

Province:

Date of visit :

Date of last visit:

Name of microscopist :

Finding

Recommendation

Follow-up :

Date : .....

Name and signature of microscopist

Name and signature of supervisor



**EQA report** (quarter:                      year:                      )

No	OD	Name of laboratory	True Positive	No of False positive				TRUE Negative	No of False negative			Error classification		Agreement rate	Total Slide check	Total slide examined
				BAR	1+	2+	3+		BAR	1+	2+	3+	minor			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
<b>Total</b>																

## Correlation table and Classification of Errors

		Microscopist					
		0	1-29	1+	2+	3+	Total
Controller/ Assessor	0	A	W	X	Y	Z	
	1-29	R	B				
	1+	S		C			
	2+	T			D		
	3+	U				E	
	Total						

Letter located at Correlation Table	Results		Error Classification	
	Lab	CC Ass		
A	0	0	No Errors	Correct
R	0	1-29	LFN (Low False Negative)	Minor Error
S	0	1+	HFN (High False Negative)	Major Error
T	0	2+		
U	0	3+		
W	1-29	0	LFP (Low False Positive)	Minor Error
X	1+	0	HFP (High False Positive)	Major Error
Y	2+	0		
Z	3+	0		

## Definition of Good / Acceptable Quality of Smear Slides Preparation

Stained smear slides can be evaluated whether if they are good or poor in terms of the dominance of the following checkpoints in the smear area macroscopically and microscopically.

- 1) **Specimen Quality:** The presence of dust cell (macrophage) or presence of more than 25 leucocytes per field at total magnification of x100 (objective x 10) are observed. A least 10 fields should be observed.
- 2) **Smear Size:** Approximately 2 x 3 cm in size (1.8-2.0 x 2.8-3.0 cm in size)
- 3) **Smear Thickness:** The whole depth of the smear layer can be focused sharply in each field
- 4) **Evenness:** Surface of smear have to spread evenly by small coiling shape and not to slough off

Note: Percentage of good smear should be equal or more than 80 % for all assessment points.



**Member of EQA SOP working group**

<b>Name</b>	<b>Organization/ Institute</b>	<b>Position</b>
Dr. Mao Tan Eang	CENAT	Director
Dr. Pheng Sok Heng	CENAT	Laboratory Chief
Ph. Ton Chavivann	CENAT	Ex Laboratory Chief
Ms. An Sokheng	CENAT	EQA Chief
Mr. Boy Sambo	WHO/CENAT	Technician, CENAT
Ph. Hout Uong	Battambang PHD	Provincial Lab supervisor
Mr. Chey Vichet Mony	Kg Cham PHD	Provincial Lab supervisor
Dr. Pin Prakad	Sieam Reap PHD	Provincial Lab supervisor
Mr. My Sodara	Kg Thom PHD	Provincial Lab supervisor
Mr. Phan Vuth	Kandal PHD	Provincial Lab supervisor
Dr. Juliet Curry	OMF international	Laboratory Advisor
Ms. Hiroko Matsumoto	JICA / RIT	Laboratory Advisor

**ការបោះពុម្ពឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ US-CDC**  
Printing Supported by US-CDC